



www.ortopediaferranti.it

**CENTRO ORTOPEDICO FERRANTI** S.R.L.

ORTOPEDIA TECNICA E RIABILITAZIONE

in esclusiva per la Sicilia occidentale

**ottobock.**



Crawl



Scot



Ride

# SCOOT 3 in uno

Il gioco 3-in-1 per piccoli esploratori

Guarda i video!



## Indipendenza è spostamento!

Lo Scoot offre una precoce esperienza di indipendenza per molti bambini con disordini motori. Dà ai bimbi la libertà di esplorare, giocare con gli amici, inseguire il fratello più grande e gareggiare con la sorellina, senza alcun aiuto!



### Crawl

Crawl consente al bambino di muoversi ed esplorare appoggiandosi sulla pancia, aiutando a rinforzare la muscolatura del tronco.



### Scoot

Nella funzione Scoot, i bambini possono stare seduti e muoversi usando i piedi: questo stimola la stabilizzazione del tronco e del bacino, lasciando le mani libere per prendere oggetti e giocare.



### Ride

La configurazione Ride consente ai bambini di manovrare usando le mani, sviluppando la forza e l'indipendenza nel movimento.

**Scoot 2-in-1**  
Crawl and Scoot

**Scoot 3-in-1**  
Crawl, Scoot e Ride



	<b>Scoot 2-in-1 (Portata max 22 kg)</b>	<b>Scoot 3-in-1 (Portata max 22 kg)</b>
Taglia	Scoot è disponibile in una misura unica	
Distanza pedana schienale (lunghezza gambe misurata dalla schiena)	ND	da 52 a 63 cm
Larghezza tra le ruote	ND	23 cm
Larghezza seduta	23 cm	23 cm
Larghezza schienale	23 cm	23 cm
Altezza schienale	16 cm	16 cm
Ingombri	Crawl: Lu 46 cm x La 45 cm x H 16 cm Scoot: Lu 46 cm x La 45 cm x H 32 cm	Ride: (Min) Lu 62 cm x La 45 cm x H 32 cm; (Max) Lu 73 cm x La 45 cm x H 32 cm