



# GOTO

Seduta regolabile per **bambini “in movimento”**



[www.ortopediaferranti.it](http://www.ortopediaferranti.it)

**CENTRO ORTOPEDICO FERRANTI** S.R.L.  
ORTOPEDIA TECNICA E RIABILITAZIONE

in esclusiva per la Sicilia occidentale

Guarda i video!





Poggiatesta a scelta

Facile da usare e da pulire

Facilmente trasportabile

Cintura a 5 punti

Regolabile per adattarsi a tanti bambini diversi



Poggiatesta standard



Poggiatesta Advance



Base floorsitter in opzione

Look & colori fun



**Famiglie di tutto il mondo usano i loro GoTo nei carrelli della spesa, sulle altalene e sulle sedie a casa della nonna. È un piccolo pezzo di indipendenza che consente ai bambini di vedere il mondo da una nuova prospettiva e sentirsi al centro della scena.**

GoTo è stato sviluppato insieme a tanti genitori e terapisti e per questo dispone di una serie di caratteristiche che lo rendono adatto a tantissimi bambini con esigenze diverse.

GoTo è ottimo per bambini con quadri da moderati a medio gravi, grazie al gran supporto e alla leggerezza sorprendente.

**Il 7% di ogni GoTo viene donato all'associazione Cerebra**



| GoTo   | Altezza base - poggiatesta Max | Altezza base - poggiatesta Min | Larghezza supporti laterali Max | Larghezza supporti laterali Min | Profondità di seduta | Portata max | Età (approx) |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Mis. 1 | 54 cm                          | 38 cm                          | 26 cm                           | 19 cm                           | 18 cm                | 15 kg*      | 1-3 anni     |
| Mis. 2 | 68 cm                          | 51 cm                          | 30 cm                           | 21 cm                           | 24 cm                | 30 kg*      | 3-8 anni     |

\* (se il bambino è sopra i 13 kg, GoTo non può essere usato nei carrelli dei supermercati)

Per conoscere tutte le caratteristiche: [www.fireflyfriends.com/goto-seat](http://www.fireflyfriends.com/goto-seat)