



**CENTRO ORTOPEDICO FERRANTI s.r.l.**

*Qualità e forza nel movimento*

**WWW.ORTOPEDIAFERRANTI.IT**

## SISTEMA DI SEDUTA TARTAKID



**CENTRO ORTOPEDICO FERRANTI s.r.l.**

*Qualità e forza nel movimento*

**WWW.ORTOPEDIAFERRANTI.IT**

**PALERMO**

**MISILMERI • BAGHERIA • TERMINI IMERESE**

**TRAPANI • SCIACCA • AGRIGENTO**

**INFO@ORTOPEDIAFERRANTI.IT**



**PRODOTTO IN ESCLUSIVA PER LA SICILIA OCCIDENTALE**

**Allm**o**bility**

**BIMBO**  
Ausili per il posizionamento **Sistemi di seduta**

SISTEMA DI SEDUTA TARTAKID



TARTA KID è un innovativo sistema di seduta che permette di ricevere precocemente bambini molto piccoli in una accogliente postura, consentendo in modo semplice e veloce di offrire una posizione corretta ed un adeguato sostegno alla prima seduta del bambino. La semplicità e la velocità nella gestione e nelle regolazioni di questaseduta modulare permettono di vivere serenamente tutti i passaggi di crescita del bambino adeguando velocemente il sistema alle nuove esigenze continuando a trasmettere un senso di protezione e di sostegno. Il design innovativo ed un'estetica curata nei minimi dettagli trasforma TARTA KID in un piacevole sistema che esalta la combinazione di seduta ausilio-bambino rendendola un'esperienza gratificante e stimolante. TARTA KID è stato pensato per bambini dai 4 mesi fino a 3-4 anni per abbinare una corretta posizione seduta alla facilità di gestione durante la giornata in qualsiasi ambiente, dall'asilo al divano di casa fino al tavolo di un ristorante.

piano legno	←	piano legno	↗	totale	↑	seduta	↔	seduta	↗	seduta	↑	schienale	△	avvolgenza torace		imbottitura	☑		
27 cm		24 cm		32 - 38 cm		17 - 25 cm		19 - 27 cm		27 - 33 cm		+5° - 30°		13 - 23 cm		max 40°		2,4 kg	25 kg

SISTEMA DI SEDUTA TARTA KID - Base passeggino



La base che accoglie il sistema di seduta è basculante in 3 differenti posizioni (10°-18°-26°), ed è possibile orientare rapidamente la seduta nella posizione fronte-strada oppure fronte-mamma. Presenta freni di stazionamento sulle ruote posteriori. Le ruote anteriori possono essere piroettanti oppure fisse attivando o meno l'apposito comando di blocco. Le imbottiture sono sfoderabili e lavabili, dispone inoltre di una pedana poggipiedi regolabile.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
18.09.39.021	Unità posturale tronco-bacino
18.09.39.027	Unità posturale per il capo
18.09.39.133	Regolazione lunghezza sedile
18.09.39.006	Base per esterni per sistema di postura
18.09.39.148 x 2	Pelotte toracali
18.09.39.163	Cinghia pelvica

Sono disponibili accessori. (Richiedere la scheda d'ordine).



**BIMBO**  
Ausili per il posizionamento **Sistemi di seduta**

TEMA DI SEDUTA TARTA KID - Base da interni in legno



Base (seggiolone) in legno da interni, verniciata ad acqua, semplice e leggera, è dotata di un meccanismo di innesto rapido del TARTA KID con blocco di sicurezza. Il sistema di seduta viene così posizionato ad una altezza da terra di 55 cm. Mentre la pedana poggipiedi è regolabile in altezza (5 differenti posizioni).

↔	↗	↑	△	max
53,5 cm	54 cm	55 cm	8°	5,4 kg   25 kg

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
18.09.39.021	Unità posturale per tronco-bacino
18.09.39.027	Unità posturale per il capo
18.09.39.133	Regolazione lunghezza sedile
18.09.39.148 x 2	Pelotte toracali
18.09.39.163	Cinghia pelvica

SISTEMA DI SEDUTA TARTA KID - Base da interni in alluminio regolabile

La base che accoglie il TARTA KID è regolabile in altezza da 42 fino a 67 cm, caratteristica studiata per facilitare l'interazione del bimbo sia a tavola che nei giochi a terra. Dotata di tavolino in plastica estraibile, ripulibile e leggermente bordato per evitare la caduta di oggetti (posate, giochi...). Per regolare il posizionamento del bambino in relazione alle attività svolte, assicurando comodità e sicurezza, la base ha una seduta basculante da 8° fino a 22°. È richiudibile per una semplice gestione e generare poco ingombro.

↔	↗	↑	△	max
55 cm	81 cm	42 - 67 cm	8° - 22°	10 kg   25 kg

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:	
18.09.39.021	Unità posturale per tronco-bacino
18.09.39.027	Unità posturale per il capo
18.09.39.133	Regolazione lunghezza sedile
18.09.39.003	Base per interni per sistema di postura
18.09.39.148 x 2	Pelotte toracali
18.09.39.163	Cinghia pelvica

ACCESSORI Sistema di seduta TARTA KID

Base da tavolo



Leggera e semplice da trasportare, applicabile in maniera veloce a qualsiasi tavolo.

Poggiatesta



Standard Occipitale Mandibolare.

Base a terra multiuso



Permette di sfruttare differenti su-perfici di appoggio (divano, tappeto, prato, sabbia) mantenendo sempre una seduta corretta.

Cuneo divaricatore



Cuneo lombare

Cinghia pelvica

